

# DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DI DIVERSI MATERIALI

## Mod. CB-IN-2/EV

### DESCRIZIONE

Con questo kit si vuole ricavare la densità di diversi materiali attraverso misure di massa e di volume.

Si può osservare così che per uno stesso materiale, la massa è direttamente proporzionale al volume e che in generale la densità è una grandezza intensiva.

### PROGRAMMA DI FORMAZIONE

- Determinazione della densità di materiali diversi attraverso misure di massa e volume

### COMPONENTI

- Sostegno con pinza
- Burette
- Pinzetta
- Vetro d'orologio
- Imbuto
- Becher da 250 ml
- Bilancia
- Campioni: ottone, rame, acciaio inox, alluminio, gomma
- Alcol etilico denaturato



**INCLUSO**

**MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE**

